

# LUVA CIRURGIC POWDER FREE



## INDICAÇÕES DE USO:

As luvas cirúrgicas esterilizadas Cirurgic têm como finalidade atuar como barreira de proteção biológica durante procedimentos invasivos e delicados proporcionando segurança, resistência e conforto aos pacientes e usuários. Indicada para utilização em procedimentos cirúrgicos como: parto vaginal, procedimentos radiológicos invasivos, implantação de cateteres centrais, preparo de nutrições parenterais e agentes quimioterápicos.

## RECOMENDAÇÕES:

Calce as luvas com as mãos secas. Não manipule produtos químicos, solventes orgânicos, ácidos ou produtos clorados. Armazenar em local arejado, seco à temperatura ambiente. Proteger este produto do calor, da umidade e da luz.

## OBSERVAÇÕES:

O produto deverá ser descartado conforme Resolução RDC n.º 306, de dezembro de 2004, regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.