

LUVA UTILE POWDER FREE



INDICAÇÕES DE USO:

O uso da luva de procedimento Látex Br não estéril é recomendado sempre que haja possibilidade de risco a integridade física ao profissional ou paciente, em ambientes hospitalares, clínicos ou laboratoriais, impedindo assim que ambos se contaminem. Indicada para procedimentos estéticos (raspagem superficial da pele, preenchimentos faciais, peeling, entre outras), análises clínicas, punções venosas, extração, raspagem ou limpeza odontológica.

RECOMENDAÇÕES:

Luva de uso único. Proibido Reprocessar. Destruir após o uso. O produto mantém suas características, por um período de 03 (três) anos, desde que, seguidos os aconselhamentos de estocagem. O transporte deverá ser feito em veículos para carga seca.

OBSERVAÇÕES:

O produto poderá desenvolver pequena irritação cutânea ao usuário hipersensível ao látex de borracha natural.